

CARDIONYL®

AIGUILLE Needle mm	FIL Thread cm	USP Décimal / Metric		6/0	5/0	4/0	3/0	2/0	1
		COULEUR / COLOR	PRESENTATION / PRESENTATION	0,7	1	1,5	2	3	4

RONDE / TAPER 3/8 C

AIGUILLE Needle mm	FIL Thread cm	COULEUR / COLOR	PRESENTATION / PRESENTATION	USP Décimal / Metric	6/0	5/0	4/0	3/0	2/0	1	
10	80	bleu clair / blue	Double aiguillée / Double armed	72019NH23 W 2x3,5							
12			Simple aiguillée / Single armed	72021							
13			Double aiguillée / Double armed	720212							
16			Double aiguillée / Double armed		721052						
16			Simple aiguillée / Single armed		72107	72179					
16			Double aiguillée / Double armed		721072	721792					
20			Simple aiguillée / Single armed				72252				
20			Double aiguillée / Double armed		721092	721812	722522				
25			Simple aiguillée / Single armed				72253				
25			Double aiguillée / Double armed			721822	722532				
30			Simple aiguillée / Single armed							72401	
30			Double aiguillée / Double armed						722542		

RONDE / TAPER 1/2 C

AIGUILLE Needle mm	FIL Thread cm	COULEUR / COLOR	PRESENTATION / PRESENTATION	USP Décimal / Metric	6/0	5/0	4/0	3/0	2/0	1
12	80	bleu clair / blue	Double aiguillée / Double armed		721202					
18			Simple aiguillée / Single armed	72025						
25			Double aiguillée / Double armed	720252	721222					
25			Simple aiguillée / Single armed						72413	
30			Simple aiguillée / Single armed							

KL / TAPERCUTTING 3/8 C

AIGUILLE Needle mm	FIL Thread cm	COULEUR / COLOR	PRESENTATION / PRESENTATION	USP Décimal / Metric	6/0	5/0	4/0	3/0	2/0	1
12	80	bleu clair / blue	Double aiguillée / Double armed			72106KH23 W 2x3,5				
16						72179K2				
18						72108K2				

KL / TAPERCUTTING 1/2 C

AIGUILLE Needle mm	FIL Thread cm	COULEUR / COLOR	PRESENTATION / PRESENTATION	USP Décimal / Metric	6/0	5/0	4/0	3/0	2/0	1
16	80	bleu clair / blue	Double aiguillée / Double armed			72121K2				

REPARATION MITRALE EN ROBOTIQUE / ROBOTIC MITRAL VALVE REPAIR

AIGUILLE Needle mm	FIL Thread cm	USP Décimal / Metric		6/0	5/0	4/0	3/0	2/0	1
		COULEUR / COLOR	PRESENTATION / PRESENTATION	0,7	1	1,5	2	3	4

RONDE / TAPER 1/2 C

AIGUILLE Needle mm	FIL Thread cm	COULEUR / COLOR	PRESENTATION / PRESENTATION	USP Décimal / Metric	6/0	5/0	4/0	3/0	2/0	1
16	10	bleu clair / blue	Simple aiguillée / Single armed			72116R	72189R			

Boîtes de 36 unités / Box of 36 units

W : Pedget Weavenit® / Weavenit® Pledget

Autres références : nous contacter / Other references: please contact us



Z.I. LES VIGNES - 42, RUE BENOIT FRACHON - 93013 BOBIGNY CEDEX FRANCE - www.peters-surgical.com
Tél. : 33(0) 1 48 10 62 62 - Fax : 33(0) 1 48 91 22 99 - e-mail : commercial@peters-surgical.com & export@peters-surgical.com

Réf. : 98S71-2008

L'unique suture dédiée à la plastie mitrale
The unique suture for mitral valve repair


CARDIONYL® CARDIONYL

Monofil de polyamide traité / Treated polyamide monofilament



SUTURES
SUTURES

L'UNIQUE SUTURE
DÉDIÉE À LA PLASTIE MITRALE
THE UNIQUE SUTURE
FOR MITRAL VALVE REPAIR



CARDIONYL®
CARDIONYL
Monofil de polyamide traité / Treated polyamide monofilament

FIL / THREAD

PROCÉDÉ SPÉCIFIQUE DE TRAITEMENT DU FIL
SPECIFIC TREATMENT PROCESS OF THE THREAD

Souplesse remarquable et mémoire minimale
Superior flexibility and a low-degree of memory

- Grand confort d'utilisation
- Traumatisme tissulaire infime
- Easy to handle
- Reduced tissue trauma

Résistance et sécurité des noeuds
Strength and knot security

- Fil idéalement élastique
- Tenue aux noeuds garantie
- Réduction du nombre de noeuds
- Optimal elasticity
- Guaranteed knot strength
- Fewer knots

AIGUILLE / NEEDLE

Excellente pénétration tissulaire
Excellent tissue penetration

- Géométrie élaborée des pointes de précision Rondes Micro (Taper) et KL (Tapercutting)
- Siliconage haute performance
- Enhanced design of sharp taper point (precision point Micro) and Tapercutting (KL)
- High performance silicone coating

Solidité / Resistance

- Acier inoxydable de haute technologie combinant résistance à la flexion et ductilité
- Refined stainless steel alloy for increased tensile strength and ductility

PRÉSENTATION / PACKAGING

Nouvelle présentation Onepak®
New Onepak® packaging

- Identification rapide
- Facilité d'accès aux aiguilles
- Convenient, quick identification
- Easy needle access



INDICATIONS INDICATIONS

- Chirurgie cardiaque reconstructive
- Plasties des valves mitrale et aortique
- Fermeture des cavités cardiaques
- Reconstructive cardiac surgery
- Mitral and aortic valve repair
- Closure of cardiac cavities

