

## CARDIOXYL® PACK Double aiguille / Double armed

AIGUILLE Needle mm	FIL Thread cm	USP	5/0	4/0	3/0	2/0		
		Décimale / Metric	1	1,5	2	3		
		COULEUR / COLOR				PLEDGET		
						3x3 mm	3x5 mm	3x7 mm

### RONDE / TAPER 3/8 C

18	90	5 vert / green + 5 blanc / white			73P20G	73P30X		
----	----	----------------------------------	--	--	--------	--------	--	--

### RONDE / TAPER 1/2 C

18	75	5 vert / green + 5 blanc / white				73P30Y			73P30AN TD 3x7	
20	75								73P30U TD 3x7	
25	75						73P30AH			
	90									73P30V TD 3x7

### KL / TAPERCUTTING 3/8 C

18	75	5 vert / green + 5 blanc / white			73P20B				73P30BF TD 3x5
	90					73P30G			73P30S TD 3x5
20	90					73P30I			
25	90					73P30K			73P30L TD 3x7

### KL / TAPERCUTTING 1/2 C

18	90	5 vert / green + 5 blanc / white				73P30A	73P30B TD 3x3	73P30Q TD 3x5	73P30O TD 3x7
25	90	5 vert / green + 5 blanc / white				73P30E			73P30F TD 3x7

## CARDIOXYL® UNITÉ / UNIT Double aiguille / Double armed

AIGUILLE Needle mm	FIL Thread cm	USP	5/0	4/0	3/0	2/0		
		Décimale / Metric	1	1,5	2	3		
		COULEUR / COLOR				PLEDGET		
						3x3 mm	3x5 mm	3x7 mm

### RONDE / TAPER 3/8 C

12	75	vert / green	73S10C	73S15H				
16	75			73S15G				
18	75			73S15R	73S20I			
	90				73S20B	73S30M		
20	90			73S15B		73S30N		
25	90				73S20D	73S30O		

### RONDE / TAPER 1/2 C

16	75	vert / green		73S15Q				
18	75					73S30AH		
	90				73S20J			
20	90			73S15C				
25	75					73S30AG		
	90		73S15P	73S20A	73S30V			

### KL / TAPERCUTTING 3/8 C

18	75	vert / green		73S15K	73S20F			
	90					73S30W		73S30B TD 3x5
20	90				73S20E	73S30Y		
25	90					73S30AA		73S30AB TD 3x7

### KL / TAPERCUTTING 1/2 C

18	75	vert / green				73S30AF		73S30AP TD 3x5	
	90						73S30Q TD 3x3	73S30C TD 3x5	
20	90					73S30R			
25	75					73S30AQ		73S30AR TD 3x5	73S30AN TD 3x7
	90					73S30T			73S30U TD 3x7

Boîte de 36 unités / Box of 36 units

Autres références nous contacter / Other references: contact us

TD : Pledget Teflon Dur / Hard Teflon Pledget



Z.I. LES VIGNES – 42, RUE BENOIT FRACHON – 93013 BOBIGNY CEDEX FRANCE – [www.peters-surgical.com](http://www.peters-surgical.com)

Tél. : 33(0) 1 48 10 62 62 – Fax : 33(0) 1 48 91 22 99 – e-mail : [commercial@peters-surgical.com](mailto:commercial@peters-surgical.com) & [export@peters-surgical.com](mailto:export@peters-surgical.com)

Glisse absolue pour la pose de valves cardiaques  
The smoothest suture for cardiac valves

# CARDIOXYL® CARDIOXYL

Tresse de polyester siliconée / Siliconised polyester braid




 **Péters**  
SURGICAL

GLISSE ABSOLUE POUR  
LA POSE DE VALVES CARDIAQUES  
THE SMOOTHEST SUTURE  
FOR CARDIAC VALVES



## FIL / THREAD




### Glisse irréprochable / Exceptionally smooth

- Enduction de silicone
- Descente rapide et sûre de la valve prothétique
- Meilleur passage du fil dans les tissus fragiles
- Positionnement des nœuds facilité
- Silicone coating
- Rapid and secure run down of the prosthetic valve
- Slides through tissue with ease
- Simplifies knot adjustability and positioning

### Souplesse idéale Increased flexibility

- Confort d'utilisation
- Geste chirurgical optimisé
- Comfortable use
- Upgraded surgical technique



### Solidité remarquable Exceptional strength

- Résistance élevée du fil
- Sécurité optimale de la suture
- Enhanced tensile strength
- Optimal security of the suture



## AIGUILLE / NEEDLE

### Excellente pénétration tissulaire Excellent tissue penetration

- Géométrie élaborée des pointes de précision rondes Micro (Taper) et KL (Tapercutting)
- Siliconage haute performance
- Enhanced design of sharp taper point (precision point Micro) and Tapercutting (KL)
- High performance silicone coating

### Solidité / Resistance

- Acier inoxydable de haute technologie combinant résistance à la flexion et ductilité
- Refined stainless steel alloy for increased tensile strength and ductility

# CARDIOXYL® CARDIOXYL

Tresse de polyester siliconée / Siliconised polyester braid



## MULTIPACK - ONEPAK®

*Pack de 10 sutures avec fils verts et fils blancs alternés*  
*Pack of 10 containing both green and white sutures*



Visibilité accrue et meilleur repérage  
Enhanced visibility and easier identification

- Gain de temps lors de la mise en place
- Nouvelle présentation Onepak® pour l'unité
- Easy to use and saves time
- Packaged individually in the new Onepak®



## PLEDGETS / PLEDGETS

*Choix de matériaux et de dimensions pour toutes les applications*  
*Options for materials and dimensions are available for multiple procedures*



## INDICATIONS / INDICATIONS

- Pose de valves et anneaux cardiaques
- Mise en place de la CEC
- Fixation de patches
- Cardiac valve and ring placement
- EEC canulae securement
- Patch implantation